

vitra 689™

PDT ЛАЗЕР
НОВОГО
ПОКОЛІННЯ



Червоний лазер 689 нм
для фотодинамічної терапії

vitra 689™

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VITRA 689

Джерело лазера:	Напівпровідниковий лазерний діод
Довжина хвилі:	689 нм +/- 3 нм
Вихідна потужність:	Змінна для досягнення 600 мВт/см ² за обраного розміру точки
Максимальна потужність:	400 мВт
Час впливу:	83 сек.
Напрямний промінь:	650 нм
Розмір:	18 (В) x 19,5 (Ш) x 30 (Г) см 7,1" (В) x 7,7" (Ш) x 11,8" (Г)
Вага:	5,6 кг – 12,3 фунта
Охолодження:	Повітря
Вимоги до живлення:	від 100 до 240В АС, 350 ВА, 50/60Гц

АДАПТЕРИ ЩІЛИННИХ ЛАМП

Сумісні щілинні лампи:	Щілинна лампа Quantel Medical, Haag Streit 900 BM & BQ та аналоги
Масштабування:	Механізоване
Розмір точки:	Безперервно регульований від 1200 до 5400 мкм (до 8000 мкм зі збільшувальними контактними лінзами)
Вага:	0,9 кг – 1,98 фунта

Розроблено та виготовлено компанією Quantel Medical у Франції
© 2019. Quantel Medical, Vitra 689® є торговою маркою компанії Quantel Medical. Всі права захищені.



www.quantel-medical.com



ISO9001 : 2015 – ISO13485 : 2016



ISO 9001 : 2015 – ISO 13485 : 2016

Головний офіс
Quantel Medical
11, rue du Bois Joli - CS40015
63808 Cournon d'Auvergne – FRANCE
Тел.: +33 (0)4 73 745 745
Email: contact@quantel-medical.fr

Північна Америка
Quantel Medical USA
2313 Ridge Road Suite 105A
Rockwall, TX 75087 – USA
Тел.: +1 888 660 6726
Email: info@quantelmedical.com

Польща
Quantel Medical
ul. Raclawicka 93
02-634 Warszawa - POLAND
Тел.: +48 22 5210111
Email: info@quantel-medical.pl

Представництва
Таїланд, Чіангмай
Бразилія, Ріо-де-Жанейро